

 **PERAC - 2000****Desinfetante de Alto Nível**

Agente bactericida, fungicida, viricida eficaz contra um amplo espectro de microrganismos (inclusive esporulados) que age pelo efeito poderoso de oxidação, sendo decomposto após aplicação e não deixando resíduos biologicamente incompatíveis com o meio ambiente.

**PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL**

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL

Perac 2000 é um desinfetante de alto nível especialmente desenvolvido para ser utilizado em desinfecção geral. Composto por Ácido Peracético na concentração de 0,2%.

MODO DE USAR

1. Lavar, enxaguar e secar previamente os artigos semicríticos a serem tratados;
2. Adicionar o inibidor de corrosão (INIBICPERAC 2000) ao produto puro e agitar até sua dissolução total;
3. Imergir os artigos no produto deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível;
4. Trocar a solução a cada 30 dias ou quando a mesma apresentar sua concentração de ativo Ácido Peracético abaixo de 0,2% (2000 ppm), utilizando fita teste (INDICPERAC 2000) de concentração para esta medida.

PRECAUÇÕES

- Utilizar EPI na manipulação do produto (*luvas, óculos de proteção, avental, máscara simples contra respingos*) conforme os procedimentos de boas práticas para produtos químicos;
- Não imergir materiais incompatíveis.



Descarte da solução:

Despejar em água corrente (biodegradável)



COMPATIBILIDADE

- Aço inoxidável, séries 304 e 316;
- Ligas de alumínio, séries 6262 e 2011;
- Plásticos: polietileno, polipropileno, PVC, ABS;
- Nylon 6 e 66;
- Fibras ópticas;
- Borrachas: nitrílica, Teflon, Viton e silicone;
- Vidros, porcelanas e tecidos.

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetros	Especificação
Aspecto	Líquido Limpido
Princípio Ativo: Ácido Peracético	Min.0,24% em peso
Peróxido de Hidrogênio	Max.9,0% em peso
pH diluído para utilização	5,0 a 6,0
Solubilidade	Totalmente miscível em água
Densidade a 20°C	Aprox. 1,01g/cm ³
Temp. recomendada de estocagem	-12 a + 35°C
Flamabilidade	Não é combustível
Temperatura máxima de transporte	35°C

Apresentação

- Bombona de 5 litros.
- Frasco de 1 litro.
- Inibidor de corrosão INIBICPERAC 2000
- 1 pote com 15 tiras INDICPERAC 2000 para controle de concentração.

COSMODERMA

Indústria e Comércio Ltda
Estrada Municipal Fernando Luiz
Landgraf (PNG 060), 370
Pirassununga - SP
CEP: 13.634-760
CNPJ. 09.601.610/0001-15
Aut.Func. Nº 3.04628.1
Registro/MS: 346280043
www.cosmoderma.com.br
SAC (19) 3562-6343